

Коагулятор ФОТЕК ЭХВЧ-80-02

ФСР 2010/07373

радиохирургический, режимы резание / биполярное
резание / монополярное резание, коагуляция
биполярная / монополярная

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Область применения	гинекология / дерматология / косметология / малая хирургия / офтальмология / эндоскопическая хирургия
Тип	радиохирургический
Режим работы	резание / биполярное резание / монополярное резание
Коагуляция	биполярная / монополярная
Выходная мощность	250 Вт
Масса	2 кг

Дополнительные характеристики

Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-80-02-ФОТЕК - генерирует широкополосный радиоволновой электрический ток специальной формы. Соединяет в себе преимущества радиоволновой и высокочастотной электрохирургии.

Назначение аппарата ЭХВЧ-80-02-ФОТЕК : для работы с небольшими объемами тканей.