

Аппарат ИВЛ РЕСПЕКТ-ПЛЮС ВИАН-1-2

РЗН 2015/2819

стационарный, для новорожденных / для детей / для взрослых, тип вентиляции вспомогательная / принудительная, электрический привод

РЕСПЕКТ-ПЛЮС ПК ООО, Беларусь



Характеристики

Тип аппарата	стационарный
Возраст пациента	для новорожденных / для детей / для взрослых
Тип вентиляции	вспомогательная / принудительная
Тип привода	электрический
Дыхательный объем	10-2000 мл
Режимы работы ИВЛ	с контролем по давлению / с контролем по объему / самостоятельное дыхание / вентиляция апноэ

Описание

Аппарат ИВЛ РЕСПЕКТ-ПЛЮС ВИАН-1-2 предназначен для проведения ИВЛ как воздухом, так и кислородно-воздушной смесью. Вентиляторы электроприводного типа, функционируют как от сети, так и от встроенных аккумуляторных батарей.

Особенности Аппарат ИВЛ РЕСПЕКТ-ПЛЮС ВИАН-1-2:

- возможность проведения ИВЛ у больных всех групп – от новорожденных до взрослых;
- максимальный комфорт больного и минимальная работа дыхания за счет использования полного набора современных режимов вентиляции с контролем по объему и давлению;
- запись и хранение мониторируемых параметров в течение 10 000 часов непрерывной работы;
- не менее 1 часа автономной работы от встроенного аккумулятора;
- возможность передачи информации о больном в режиме реального времени (телемедицина);
- функция вентиляции при апноэ (Apnea vent);
- журнал наблюдений / тренды;

Режимы вентиляции с контролем по объему:

- управляемая вентиляция с контролем по объему (V-CMV);
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему (V-SIMV);
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по объему и поддержкой давлением на уровне CPAP (V-SIMV+PS);
- управляемая вентиляция с контролем по давлению (P-CMV).

Режимы вентиляции с контролем по давлению:

- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению (P-SIMV);
- синхронизированная перемежающаяся принудительная вентиляция с контролем по давлению и поддержкой давлением (P-SIMV+PS).

Режимы вентиляции с поддержкой самостоятельного дыхания:

- самостоятельное дыхание пациента (Spont);
- самостоятельное дыхание пациента с поддержкой давлением (Spont+PS);
- самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением (Spont+CPAP);
- самостоятельное дыхание пациента под постоянным положительным давлением с поддержкой давлением (Spont+CPAP+PS).