

Наркозный аппарат GE Healthcare Carestation 620

РЗН 2017/5617

режимы PCV / PSV / PC-SIMV / SIMV / VCV / VC-SIMV,
возрастная категория взрослые / дети /
новорожденные

GE Healthcare, Китай



Характеристики

Вентиляция	PCV / PSV / PC-SIMV / SIMV / VCV / VC-SIMV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Количество анестезиологических газов	3

Описание

Основные особенности:

- 15-дюймовый ЖК дисплей с сенсорным управлением;
- интуитивно понятный интерфейс с возможностью индивидуальной настройки;
- прямой доступ к необходимым функциям (без перехода в дополнительное меню);
- интерактивная проверка системы;
- четкие уведомления об активных состояниях;
- большое количество креплений для дополнительных устройств и держателей для аккуратного расположения всех кабелей и трубок;
- компактность и маневренность.