

Наркозный аппарат GE Healthcare Carestation 650

РЗН 2017/5617

режимы PCV / SIMV / VCV, возрастная категория
взрослые / дети / новорожденные, испаритель

GE Healthcare, Китай



Характеристики

Вентиляция	PCV / SIMV / VCV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Количество анестезиологических газов	4
Испаритель	Да

Описание

Особенности:

- наличие режима вентиляции с поддержкой давлением и переходом в резервный режим ИВЛ при остановке дыхания;
- наличие режима синхронизированной перемежающейся принудительной вентиляции по давлению с гарантией объема;
- возможность постоянного положительного давления в дыхательных путях;
- наличие режима вентиляции с поддержкой давлением (CPAP + PSV);
- интуитивно-понятная навигация;
- 15-дюймовый экран с быстрым сенсорным управлением;
- прямой доступ к функциям без перехода в дополнительное меню.
- упрощенный доступ к особым функциям, сгруппированным в соответствующее меню;
- наличие удобной кассеты дыхательной системы;
- автоматическое освещение всех средств управления потоками данных;
- наличие предупредительного сигнала выведения газов.