

Наркозный аппарат GE Healthcare Carestation 650c

РЗН 2017/5617

режимы PCV / PSV / SIMV, возрастная категория
взрослые / дети / новорожденные, испаритель

GE Healthcare, Китай



Характеристики

Вентиляция	PCV / PSV / SIMV
Мониторинг	концентрация O ₂ на вдохе/выдохе / концентрация CO ₂ на вдохе/выдохе / концентрация N ₂ O на вдохе/выдохе
Возрастная категория	взрослые / дети / новорожденные
Испаритель	Да

Описание

Особенности Carestation 650 Premium:

- EcoFlow - функция графического отображения должного потока O₂ при работе на низких потоках свежего газа для предотвращения подачи гипоксической смеси;
- интегрированный бронхоотсос;
- процедуры - «Пауза газа», автоматизированный маневр раскрытия альвеол;
- центральный тормоз;
- светодиодные индикаторы расхода свежего газа.