

Аспиратор Sensitec SensiVac WT-100

РЗН 2016/3628

вакуум 30 кПа, объем 0.8 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вакуум	30 кПа
Объем контейнера	0.8 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

SensiVac WT-100 предназначен для отсасывания экссудата из ран. Прибор может работать в двух режимах - непрерывно на протяжении длительного периода и импульсно. Для ускорения заживления раны одновременно с отсасыванием выполняется инстиллясия медикаментозного раствора. Выбор режима отсасывания зависит от стадии процесса — острой либо хронической. Прибор может работать от аккумулятора в непрерывном режиме порядка сорока часов.