

Аспиратор Sensitec SensiVac WT-110

РЗН 2016/3628

вакуум 30 кПа, объем 0.8 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вакуум	30 кПа
Объем контейнера	0.8 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

SensiVac WT-110 представляет собой модификацию отсасывателя SensiVac WT-100. Как и предшествующая модель, прибор позволяет обрабатывать раны на острой и хронической стадии. Но в отличие от предшественника, SensiVac WT-110 поддерживает две дополнительные функции. Это отслеживание уровня накопленного в емкости экссудата из раны, а также запись динамики поступления экссудата в емкость. Функции позволяют детально контролировать ход терапии. Остальные эксплуатационные и технические характеристики у обеих версий совпадают. Отсасыватель удобен благодаря относительной автономности. Заряда аккумулятора хватает на сорок часов.