

Аспиратор Sensitec SensiVac WT-200

РЗН 2016/3628

вакуум 30 кПа, объем 0.3 л, контейнеры 1 шт.

Apexmed International B. V., Нидерланды



Характеристики

Вакуум	30 кПа
Объем контейнера	0.3 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

SensiVac WT-200 позволяет обрабатывать раны по технологии управляемого отрицательного давления. Это компактный и легкий прибор, предназначенный к мобильному использованию. Следует учитывать, что объем емкости для экссудата составляет 350 мл. Прибор оснащен сенсорным экраном. Помимо основного функционала, поддерживаются специальные возможности. В частности, это контроль уровня заполнения емкости; запись динамики заполнения емкости; а также запоминание общей информации о проводимой терапевтической процедуре.