

Аспиратор Laerdal LSU

ФСЗ 2012/12574

вакуум 66.7 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Laerdal Medical AS, Норвегия



Характеристики

Вакуум	66.7 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

LSU - это отсасыватель, адаптированный к работе в условиях вне медицинских учреждений. Прибор отличается простотой управления - для регулировки процессом отсасывания используется единственная ручка - с градуировкой. Важным свойством конструкции выступает интегрированная функция самодиагностики. В качестве источника электрического питания можно использовать сеть переменного тока 220 В, сеть постоянного тока 12 В (бортовую сеть в транспорте) или свинцово-кислотный аккумулятор. Вес прибора вместе с аккумулятором составляет 4 кг. Есть режим быстрой зарядки, когда 80 % заряда накапливается за три часа. 100 % обеспечивается за сутки.