

Аспиратор Ca-Mi ASKIR 36 BR

ФСЗ 2009/04224

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Подходит для перемещения в больничной палате, трахеотомии, незначительных хирургических операций и послеоперационной терапии в домашних условиях. Прибор предназначен для аспирации у взрослых или детей через нос, ротовую полость и трахею жидкостей организма (например, слизь, мокрота и кровь). Емкость для аспирации 1000мл, конический фитинг, набор силиконовых трубок 8мм×14мм, аспирационный зонд CH20, антибактериальный и влагозащитный фильтр, источник питания Пер.т./Пост.т. (мод. UE60-140429SPA1), кабель для источника питания, кабель для прикуривателя.