

Аспиратор Haemonetics HARMONY Smart Suction

ФСЗ 2008/03523

вакуум 20 кПа

Haemonetics Corporation, США



Характеристики

Вакуум

20 кПа

Описание

Аппарат SmartSuction Harmony является важным инструментом для управления сбором и переливанием крови, который способствует предотвращению ненужных трансфузий донорской крови. Технология осуществляет обнаружение воздуха в магистрали аспирации при всасывании с поверхности жидкости и автоматически уменьшает силу вакуумирования для аккуратного удаления крови, способствуя сохранности эритроцитов, собираемых для реинфузии.