

Аспиратор Ca-Mi NEW ASKIR 30

ФСЗ 2009/04224

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

NEW ASKIR 30 - переносной хирургический аспиратор, работающий от электрической сети 230 В ~ / 50 Гц и предназначенный для аспирации телесных жидкостей у взрослых и детей. Он особенно подходит для назальной, оральной или трахеальной аспирации слизи, катара или крови после незначительных хирургических вмешательств и может использоваться в послеоперационной терапии дома или удобно транспортироваться из одной больничной палаты в другую. Легко переносное оборудование, предназначенное для непрерывного использования.

Изготовлен из термостойкого, электроизоляционного пластика в соответствии с последними европейскими стандартами безопасности. Продукт поставляется с полным автоклавируемым поликарбонатным баком с перепускным клапаном и оснащен регулятором всасывания и вакуумным индикатором, расположенным на передней панели.

Применение:

- эндоскопия;
- гастроэнтерология;
- хирургия;
- дома;
- гинекология;
- в палате;
- ветеринария.

Комплектация:

- емкость для аспирации 1000 мл;
- конический фитинг;
- набор силиконовых трубок 6 мм x 10 мм;

- аспирационный зонд CH20;
- антибактериальный и влагозащитный фильтр.

Гарантия 2 года.