

Аспиратор портативный Ca-Mi NEW ASPIRET

ФСЗ 2009/04224

вакуум 75 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Конический фитинг, набор силиконовых трубок 6мм×10мм, аспирационный зонд CH20, антибактериальный и влагозащитный фильтр.