

Аспиратор Ca-Mi NEW HOSPIVAC 350

ФСЗ 2009/05164

вакуум 90 кПа, антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Конический фитинг, набор силиконовых трубок 8мм×14мм, аспирационный зонд СН20, антибактериальный и влагозащитный фильтр, переключатель ножной (для версий с возможностью дистанционного управления), европейский шнур питания. Подходит для использования в условиях стационара, при гинекологических вмешательствах и пластической хирургии (липосакция).