

Аспиратор Ca-Mi NEW HOSPIVAC 400

ФСЗ 2009/05164

вакуум 90 кПа, объем 4 л, контейнеры 2 шт.,  
антибактериальный фильтр

CA-MI S.r.l., Италия



Характеристики

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Вакуум                   | 90 кПа |
| Объем контейнера         | 4 л    |
| Количество контейнеров   | 2 шт.  |
| Антибактериальный фильтр | Да     |

Описание

Аспиратор **Ca-Mi NEW HOSPIVAC 400** обладает следующими функциональными особенностями:

Конструкция:

- Установлен на тележку с 4 антистатическими колесами, 2 из которых оснащены тормозными механизмами.
- Изготовлен из высокопрочного не проводящего электричество пластика.
- Снабжен автоклавируемой емкостью с предохранительным клапаном, полностью выполненной из поликарбоната, регулятором уровня аспирации и вакуумным индикатором на передней панели.
- Доступны различные модификации аппарата: с педальным управлением, регулировкой потока, переключателем емкостей.

Функционал:

- Идеально подходит для использования в условиях стационара, при гинекологических вмешательствах и пластической хирургии.