

Аспиратор Ogarit SO-1/W

РЗН 2016/3689

вакуум 95 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

OGARIT, Польша



Характеристики

Вакуум	95 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Аспиратор предназначен для отсасывания различных жидкостей и выделений из полости тела пациента во время медицинских процедур и хирургических операций. Аспиратор исполнения SO-1/Z с аккумулятором может применяться вне помещения при перевозке пациента в условиях медицинского транспорта различного назначения.