

Аспиратор Ogarit SO-3

РЗН 2016/3689

вакуум 85 кПа, объем 2 л, контейнеры 1 шт.

OGARIT, Польша



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Аспиратор SO-3 предназначен для отсасывания различных жидкостей и выделений во время медицинских процедур и хирургических операций. Устройство оснащено тихоходным, надежным, не требующим смазки вакуумным насосом. Система управления позволяет плавно регулировать максимальное значение вакуума. Поплавковый запорный клапан, используемый в аппарате, защищает насос от залива отсасываемой жидкостью.