

Аспиратор Ogarit SO-4

РЗН 2016/3689

вакуум 85 кПа, объем 2 л, контейнеры 2 шт.

OGARIT, Польша



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

Аспиратор SO-4 предназначен для отсасывания различных жидкостей и выделений во время медицинских процедур и хирургических операций. Устройство оснащено тихоходным, надежным, не требующим смазки вакуумным насосом. Система управления позволяет плавно регулировать максимальное значение вакуума. Поплавковый запорный клапан, используемый в устройстве, защищает насос от залива отсасываемой жидкостью. Кроме того, устройство оснащено ножным переключателем, облегчающим действия во время проведения процедур. С целью повышения комфорта перемещения отсасывающего устройства он оснащен ручкой для переноски, а также может быть оснащен тележкой с колёсами для передвижения.