

Аспиратор Ogarit SO-5/100

РЗН 2016/3689

вакуум 95 кПа, объем 1 / 2 л, контейнеры 2 / 3 / 4 шт.

OGARIT, Польша



Характеристики

Вакуум	95 кПа
Объем контейнера	1 / 2 л
Количество контейнеров	2 / 3 / 4 шт.

Описание

Предназначен для отсасывания различных жидкостей и выделений во время медицинских процедур и хирургических операций. Устройство оснащено тихоходным, надежным, не требующим смазки вакуумным насосом. Система управления позволяет плавно регулировать максимальное значение вакуумного давления. Поплавковый запорный клапан, используемый в аппарате, защищает насос от залива отсасываемой жидкостью. Кроме того, аппарат оснащен ножным переключателем, облегчающим действия во время проведения процедур.