

Аспиратор TECNO 100-4L

ФСЗ 2012/13225

объем 4 л, контейнеры 2 шт.

TECNO-GAZ S.p.A., Италия



Характеристики

Объем контейнера	4 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

TECNO 100 - это хирургический аспиратор мощностью 90 л/мин, предназначенный для отсасывания содержащихся в организме жидкостей (таких как слизь, мокрота и кровь), оснащенный антистатическими колесами (с тормозами) и рукояткой для перемещения. Особенно подходит для использования в больницах (в палатах и в операционных) как для отсасывания секрета, так и для гинекологических и дерматологических (липосакция) нужд.