

Аспиратор TECNO 15

ФСЗ 2012/13225

объем 1 / 2 л, контейнеры 1 шт.

TECNO-GAZ S.p.A., Италия



Характеристики

Объем контейнера	1 / 2 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Теспо 15 - хирургический аспиратор, подходящих для всех оперативных потребностей. Он может быть использован в больницах, хирургических отделениях, в машинах скорой помощи и МЧС, а также во всех остальных ситуациях, где необходимо использовать хирургические аспираторы. Удобен в транспортировке за счет своего небольшого размера.