

Аспиратор TECNO 40

ФСЗ 2012/13225

объем 1 / 2 л, контейнеры 2 шт.

TECNO-GAZ S.p.A., Италия



Характеристики

Объем контейнера	1 / 2 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

Теспо 40 - хирургический аспиратор, подходящих для всех оперативных потребностей. Он может быть использован в больницах, хирургических отделениях, в машинах скорой помощи и МЧС, а также во всех остальных ситуациях, где необходимо использовать хирургические аспираторы. Установлен на колесную платформу для удобной транспортировки.