

Аспиратор-ирригатор АИЭ-15 / 15-ЭлеПС

ФСР 2011/10219

вакуум 90 кПа

ЭлеПС НПФ ООО, Россия



Характеристики

Вакуум

90 кПа

Описание

Аспиратор-ирригатор эндоскопический АИЭ-15/15-«ЭлеПС» предназначен для промывания физиологическим раствором внутренних полостей человека и отсасывания из них жидкостей при проведении эндохирургических операций в операционных отделениях медицинских учреждений.

В аппарате реализована функция сброса накопленного вакуума в банках отстойника, т.е. снятие разряжения и выравнивания давления в канале аспирации до атмосферного.

Аппарат для нагнетания и отсоса жидкости в операционном поле. Способен работать с любым профильным инструментом. Отстойник снабжен системой аварийной сигнализации и отключения.

- возможность регулировать уровень разряжения и ирригации, контролировать их;
- наличие системы сброса вакуума;
- возможность работы в периодическом режиме;
- автоматическое поддержание разряжения и давления для стабильной аспирации-ирригации.