

Аспиратор-ирригатор АИ-01 Крыло

ФСР 2012/13868

вакуум 70 кПа, объем 1.8 л, контейнеры 1 шт.

НПФ Крыло ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	70 кПа
Объем контейнера	1.8 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Аспиратор-ирригатор производится по ТУ 9444-004-10625445-2003 и представляет собой прибор, предназначенный для орошения оперируемой зоны и удаления измельченных тканей и других биологических продуктов с потоком отсасываемой жидкости.