


Аспиратор-ирригатор АИХ6-01 ФОТЕК

ФСР 2010/07107

вакуум 60 кПа, объем 2 л, контейнеры 1 шт.

ФОТЕК ООО, Россия



Характеристики

Вакуум	60 кПа
Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Аппарат А001 АИХ6-01-ФОТЕК предназначен для промывания физиологическим раствором внутренних полостей пациента при различных лапароскопических вмешательствах. Может использоваться для аспирации жидкости совместно с кавитационным ультразвуковым аппаратом АК102.