

Аспиратор Folee H003-C

РЗН 2020/9574

вакуум 106 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Jiangsu Folee Medical Equipment Co., Китай



Характеристики

Вакуум	106 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Отсасыватель медицинский электрический Н-003С предназначен для отсасывания воздуха и жидкости из ран и полостей при проведении несложных хирургических операций, в послеоперационный период в медицинских учреждениях.