

Аспиратор ATMOS S 201 Thorax

ФСЗ 2009/04117

объем 2 л, контейнеры 1 шт., антибактериальный
фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Объем контейнера	2 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

ATMOS S 201 Thorax обеспечивает не только аспирацию, но и непрерывный контроль актуальных показателей. Величина потока фиксируется в режиме реального времени. В пассивном режиме поток также измеряется неэлектронными методами. Отсасыватель монтируется на любые крепления, включая рельсы, кронштейны, стойки. В комплект также входит сумка для переноски емкости в условиях пассивного дренажа, не требующего подсоединения прибора. В числе специальных функций предусмотрена очистка дренажного шланга.