

Аспиратор BOSCAROL OB500 WE

РЗН 2018/7630

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

OSCAR BOSCAROL SRL, Италия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Медицинский аспиратор OB500 WE является переносным медицинским аппаратом, предназначенным для удаления жидкостей из верхних дыхательных путей и для нормализации дыхательной деятельности пациентов. Высокая мощность рассчитана на высасывание в носоглотке пациента, низкая мощность рассчитана для высасывания жидкостей из трахеи детей и новорожденных. Аппарат может быть использован службой скорой помощи, в домашних условиях, больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях. Аппарат разработан и произведен в соответствии с требованиями нормы для медицинских аспираторов «HIGH VACUUM-HIGH FLOW» (норма ISO10079-1).