

Аспиратор Ordisi FV

РЗН 2013/873

вакуум 91 кПа, объем 1 / 3 / 4 л, контейнеры 2 / 3 шт.,  
антибактериальный фильтр

ORDISI SA, Испания



Характеристики

---

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Вакуум                   | 91 кПа      |
| Объем контейнера         | 1 / 3 / 4 л |
| Количество контейнеров   | 2 / 3 шт.   |
| Антибактериальный фильтр | Да          |

Описание

---

Варианты исполнения:

- FV-1321: 2 емкости для секрета на 3 л и 1 на 1 л;
- FV-1303: 3 емкости для секрета на 1 л;
- FV-1220: 2 емкости для секрета на 3 л;
- FV-1202: 2 емкости для секрета на 1 л;
- FV-1240: 2 емкости для секрета на 4 л.