

Аспиратор BOSCAROL OB3000

РЗН 2018/7630

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

OSCAR BOSCAROL SRL, Италия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Аппарат OB3000 представляет собой медицинский аспиратор, соответствующий всем действующим нормам. Аспиратор может быть использован в транспортных средствах, в госпиталях, в больницах, клиниках и при лечении в домашних условиях. Аппарат имеет легкую сменную батарею, доступную пользователям для извлечения и замены. Твердая и неорганического происхождения батарея не содержит вредные элементы и имеет внутреннюю защитную схему на случай короткого замыкания или других повреждений, которые могли бы сделать ее опасной для пользователей, пациентов или рабочей обстановки. Батарея прошла контроль IATA для воздушного транспорта. Медицинский аспиратор OB3000 является переносным медицинским аппаратом, предназначенным для удаления жидкостей из верхних дыхательных путей и для нормализации дыхательной деятельности пациентов. Высокая мощность рассчитана на высасывание в носоглотке пациента, низкая мощность рассчитана для высасывания жидкостей из трахеи детей и новорожденных. Аппарат может быть использован службой скорой помощи, в домашних условиях, больницах, госпиталях и других медицинских учреждениях. Аппарат разработан и произведен в соответствии с требованиями нормы для медицинских аспираторов «HIGH VACUUM-HIGH FLOW» (норма ISO10079-1).