

Аспиратор Medela Thopaz

ФСЗ 2010/08368

вакуум 10 кПа, объем 0.3 / 0.8 / 2 л, контейнеры 1 шт.

Medela AG, Швейцария



Характеристики

Вакуум	10 кПа
Объем контейнера	0.3 / 0.8 / 2 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

- повышенный комфорт для пациентов;
- облегчение труда медицинского персонала;
- отображение данных для объективной оценки процесса дренирования;
- наличие подтверждающей документации;
- подсоединение принадлежностей происходит «в один клик»;
- своевременное вмешательство при возникновении проблем или нарушений в работе;
- быстрое подсоединение системы к пациенту;
- научное подтверждение эффективности и безопасности использования;
- трубки с коннекторами различного диаметра, одинарные и двойные;
- после окончания использования можно перенести данные на ПК через кабель USB.