

Аспиратор ATMOS C 451

ФСЗ 2008/01063

вакуум 91 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	91 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Аспиратор Atmos C 451 - высокопроизводительный хирургический аспиратор для особо высоких требований, выполнен с использованием новой высокотехнологичной мембранной технологии. Рассчитан на длительную эксплуатацию. Тихий процесс работы. Устройство быстрого и безинструментального закрепления на системном шасси. Два устройства подсоединения к вакууму.

Особенно легко очищаемые поверхности с дополнительным защитным уровнем против проникновения жидкостей. Оснащен встроенным экстра большим высокоточным указателем уровня вакуума; лишенным недостатков плавным шариковым регулятором вакуума; главный выключатель закрыт пленкой; DDS-система для бесшлангового присоединения к аспиратору DDS- и 3DS-ёмкостей.