

Аспиратор WEINMANN ACCUVAC Lite

РЗН 2018/7363

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

- компактный, прочный, надежный, удобный в переноске;
- плавная регулировка отрицательного давления с индикацией на манометре;
- для терапии детей и взрослых;
- удобный в очистке и дезинфекции;
- простая замена аккумулятора без использования инструментов;
- применение с одноразовыми и многоразовыми системами для сбора секрета;
- защитная сумка, аксессуары и ремень для переноски могут быть приобретены в качестве принадлежностей;
- совместим с настенным креплением ACCUVAC.