

Аспиратор WEINMANN ACCUVAC Pro

РЗН 2018/7363

вакуум 80 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	80 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

- быстрый старт: нажатием одной кнопки выберите один из 4-х уровней вакуума;
- простота управления: обзорная панель управления со светодиодами для индикации достигнутого уровня вакуума;
- широкий ассортимент готовых к использованию принадлежностей: необходимые аксессуары размещаются в моющейся сумке для принадлежностей или в защитной сумке;
- удобство при транспортировке: эргономичная ручка для переноски, наплечный ремень, настенный кронштейн для крепления в автомобиле, соответствующий стандарту EN 1789 с разъемом для зарядки;
- высокая эффективность: легко заменяемый литий-ионный аккумулятор с длительностью работы 60 минут, скорость аспирации около 34 л/мин;
- простота обработки до и после применения: автоматический функциональный самоконтроль, легко демонтируемые и дезинфицируемые компоненты;
- ACCUVAC Pro выдерживает большие нагрузки: прочный корпус из ударостойких материалов.