

Аспиратор Laerdal V-Vac

ФСЗ 2007/00079

вакуум 51 кПа, объем 0.5 л, контейнеры 1 шт.

Laerdal Medical AS, Норвегия



Характеристики

Вакуум	51 кПа
Объем контейнера	0.5 л
Количество контейнеров	1 шт.

Описание

Ручной аспиратор **Laerdal V-Vac** обладает следующими конструктивными особенностями:

- Достаточно маленький, чтобы поместиться в аптечку или сумку врача скорой помощи.
- Наконечник отсасывающей трубки с защитой от засорения сделан из сверхмягкого пластика, чтобы не допустить повреждения мягких тканей.
- С одноразовым картриджем отпадает необходимость чистить загрязненные части, регулируемая ручка также легко моется.
- Специальный наконечник-адаптер позволяет использовать аспиратор вместе с различными катетерами.

Комплектация:

- Рукоятка.
- 2 сменных картриджа.
- Короткий катетер аспирации с наконечником-адаптером.
- Двойной коннектор «папа».
- Инструкция по использованию.