

Аспиратор ATMOS Atmoport N

РЗН 2016/3840

вакуум 79 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	79 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

АТМОПОРТ N специально адаптирован для нужд неотложной медицины. В частности, этот аспиратор работает от собственной батареи более сорока минут. Подзарядку можно выполнять от бортовой сети 12 В в автомобиле СМП. Никель-кадмиевая батарея отличается сравнительно небольшим весом, она быстро заряжается в том числе импульсно. Аспиратор поставляется в сумке, которую можно носить на ремне через плечо. Также прибор монтируется с помощью универсального держателя к штанге либо рельсе. Шланги, контейнеры и крышки легко отсоединяются и могут обрабатываться в автоклаве. Гидрофобный бактерицидный фильтр в крышке легко заменяется.