

Аспиратор ATMOS Atmoport S

РЗН 2016/3840

вакуум 76 кПа, объем 1 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	76 кПа
Объем контейнера	1 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

АТМОРОРТ S представляет собой модификацию базовой модели аспиратора АТМОРОРТ. В отличие от прототипа, прибор дополнительно оборудован элементами, позволяющими настраивать требуемый уровень вакуума в диапазоне от 0 до 76 кПа. Также добавлен дисплей на корпусе, на котором отображается актуальная величина вакуума, измеряемая вакуумметром (отсутствующим в базовой версии). Прибор можно использовать в условиях медицинского учреждения или дома. Аспиратор питается как от сети, так и от батареи. Время непрерывной работы составляет 25 минут, и заряда батареи хватает на этот период.