

Аспиратор ATMOS Record 55

РЗН 2016/3840

вакуум 98 кПа, объем 3 / 5 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	98 кПа
Объем контейнера	3 / 5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Atmos Record 55 DDS - высокопроизводительный хирургический аспиратор, рекомендованный для использования в таких областях как висцеральная хирургия, ортопедическая, торакальная, сосудистая. Особенно хорошо аппарат ATMOS Record 55 DDS зарекомендовал себя в области эстетической пластической хирургии, а именно при проведении липосакции. Запатентованная система DDS значительно экономит время при работе с прибором и на 100% исключает вероятность неправильного соединения шланга с емкостями.