

Аспиратор ATMOS S 351

РЗН 2016/3840

вакуум 90 кПа, объем 1.5 / 3 л, контейнеры 2 шт.,
антибактериальный фильтр

ATMOS Medizintechnik GmbH & Co. KG, Германия



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	1.5 / 3 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Хирургический аспиратор ATMOS S 351 – разумная аспирационная система, управление которой производится с помощью микроконтроллера. Есть несколько вариантов комплектации – с одной или двумя накопительными емкостями (1.5 или 3 литра).

Преимущества:

- Двойной металлический ниппель – для быстрой смены ёмкости.
- Гидрофобный антибактериальный фильтр с индикатором необходимости замены фильтра
- Функция автоматического прерывистого режима.
- Дисплей высокого разрешения, отображающий значения заданного и реального вакуума, с возможностью выбора единиц измерения (мБар, кПа и мм рт. ст.)
- Предохранительная ёмкость для надёжной защиты от повреждения прибора из-за перелива.
- Микропроцессорное управление – простая и быстрая предварительная установка вакуума нажатием кнопки, никаких потерь мощности вакуума из-за отводного вентиля, как при механической регулировке вакуума.

Области применения:

- нейрохирургия;
- кардиохирургия;
- гастроэнтерология;
- урология;
- общая хирургия;
- эстетическая хирургия (в частности абдоминальная хирургия).

Варианты комплектации

Артикул	Описание
444.0460.0	ATMOS S 351 базовый прибор
444.0462.0	ATMOS S 351 ОП базовый набор с ёмкостью 1.5 л
444.0476.0	ATMOS S 351 операционная станция с 2 ёмкостями по 3 л

Принадлежности для ATMOS S 351