

Аспиратор Medela Basic

РЗН 2016/4765

вакуум 90 кПа, объем 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 л,
контейнеры 2 шт., антибактериальный фильтр

Medela AG, Швейцария



Характеристики

Вакуум	90 кПа
Объем контейнера	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 л
Количество контейнеров	2 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Медицинские аспираторы используются для проведения эндоскопии, дренирования ран, вакуум-экстракции при естественных родах/кесаревом сечении и в других процедурах, где требуется надежный и стабильный источник вакуума. Одним из главных принципов Medela является простота и удобство эксплуатации: аспиратор Basic включается ножным выключателем, встроенным в тележку, или кнопкой CleanTouch на корпусе устройства. Вакуум регулируется посредством интуитивного мембранного вакуумного регулятора. Внутренняя конструкция Basic позволяет упростить процедуры плановых проверок и таким образом уменьшить расходы на обслуживание.