

Аспиратор Medela Clario AC/DC Delux

РЗН 2016/4765

вакуум 73 кПа, объем 0.5 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

Medela AG, Швейцария



Характеристики

Вакуум	73 кПа
Объем контейнера	0.5 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Вакуумный аспиратор Medela CLARIO AC/DC Deluxe - портативный медицинский отсос. Обладает тройной гигиенической защитой, обеспечивая безопасность для пользователя. Регуляция вакуума: 3 уровня. В комплект входит дополнительная емкость для секрета, аккумулятор и сумка для переноски.

Области применения:

- отделения неонатологии;
- роддома;
- экстренное удаление инородных частиц или жидкости из дыхательных путей;
- скорая и неотложная помощь, МЧС;
- ЛОР;
- для больных с трахеостомой;
- амбулаторное использование.