

Аспиратор Medela Dominant Flex

РЗН 2016/4765

вакуум 95 кПа, объем 1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 л,
контейнеры 2 / 3 шт., антибактериальный фильтр

Medela AG, Швейцария



Характеристики

Вакуум	95 кПа
Объем контейнера	1 / 1.5 / 2 / 2.5 / 3 / 5 л
Количество контейнеров	2 / 3 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Благодаря возможности регулировать расход для быстрого увеличения мощности вакуума или снижения уровня шума во время работы аспиратор Dominant Flex обеспечивает уникальную гибкость применения. Аспиратор Dominant Flex может использоваться для хирургической аспирации или в качестве резервного устройства для настенной системы отсасывания при проведении различных процедур в больницах, амбулаторных хирургических центрах, клиниках и т. д.: общая хирургия, липосакция, эндоскопия и дренирование ран.