

Аспиратор Medela Vario 18

РЗН 2016/4765

вакуум 75 кПа, объем 1 / 1.5 / 2 / 2.5 л, контейнеры 1 шт., антибактериальный фильтр

Medela AG, Швейцария



Характеристики

Вакуум	75 кПа
Объем контейнера	1 / 1.5 / 2 / 2.5 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

Аспиратор Medela Vario 18 обладает следующими функциональными особенностями:

Конструкция:

- Может комплектоваться одноразовой (1.5 и 2.5 л) и многоразовой (1 и 2 л) системой сбора жидкостей.
- Визуальные подсказки позволяют безошибочно соединять аспиратор со многими аксессуарами.
- Компактный дизайн и опция работы от батареи делают аспиратор портативным.
- Привод системы поршень/цилиндр QuatroFlex с низкой вибрацией обеспечивает превосходную мощность и долговечность устройства.

Функционал:

- Крепкий корпус и компоненты делают аспиратор идеальным для использования на каталках.
- Тихая работа с максимальным уровнем шума 51.8 дБ(А).