


Аспиратор Olympus KV-5

РЗН 2016/4891

вакуум 85 кПа, объем 1 / 2 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

KeyMed Ltd., Великобритания



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	1 / 2 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

OLYMPUS KV-5 – это медицинский аспиратор (отсасыватель), который обладает мощным мотором и производительной бесшумной помпой. Аспиратор возможно использовать, как в виде отдельно стоящего устройства, так и в составе эндоскопической стойки.