

Аспиратор Olympus KV-6

РЗН 2016/4891

вакуум 95 кПа, объем 1.5 / 2.5 л, контейнеры 1 шт.,
антибактериальный фильтр

KeyMed Ltd., Великобритания



Характеристики

Вакуум	95 кПа
Объем контейнера	1.5 / 2.5 л
Количество контейнеров	1 шт.
Антибактериальный фильтр	Да

Описание

OLYMPUS KV-6 – это профессиональный медицинский аспиратор (отсасыватель), который обладает мощным мотором и производительной бесшумной помпой. Аспиратор возможно использовать, как в виде отдельно стоящего устройства, так и в составе эндоскопической стойки.