

Аспиратор COMETE Mobinox ES-2S

РЗН 2014/2099

вакуум 85 кПа, объем 2 / 4 л, контейнеры 2 шт.

COMETE SAS, Италия



Характеристики

Вакуум	85 кПа
Объем контейнера	2 / 4 л
Количество контейнеров	2 шт.

Описание

ES-2S - аспиратор, который предназначен для использования во время хирургических операций, в процедурных и т.д. Корпус прибора изготовлен из высококачественной нержавеющей стали марки и снабжен противоударным силиконовым бампером по периметру, для предотвращения жестких ударов при перемещении. Сам прибор установлен на 4 обрезиненных колеса. В верхней части корпуса аспиратора имеется удобная полочка из нержавеющей стали с бортиками, предназначенная для размещения инструмента. Ручка регулировки вакуума, выключатель питания и контрольный индикатор расположены на передней панели аспиратора и удобны в использовании.