


Шкаф медицинский Артинокс AT-DSP-K11

ФСЗ 2010/06374

закрытый, универсальный, материал дерево,  
напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без  
сейфа, размеры 800×400×1800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Вид                      | закрытый           |
| Тип                      | двухстворчатый     |
| Назначение               | универсальный      |
| Материал                 | дерево             |
| Характеристика материала | ламинированная ДСП |
| Конструкция              | сборная            |
| Способ крепления         | напольный          |
| Ножки                    | нерегулируемые     |
| Замок                    | без замка          |
| Сейф                     | без сейфа          |
| Размер                   | 800×400×1800 мм    |