

Шкаф медицинский Артинокс AT-DSP-K2

ФСЗ 2010/06374

закрытый, универсальный, материал дерево,
напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без
сейфа, размеры 400×550×1800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	одностворчатый
Назначение	универсальный
Материал	дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	400×550×1800 мм