

Шкаф медицинский Артинокс AT-DSP-K24

ФСЗ 2010/06374

закрытый / витрина, универсальный, материал
дерево, напольный, нерегулируемые ножки, без
замка, без сейфа, размеры 800×400×1800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый / витрина
Тип	двухстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	800×400×1800 мм