

Шкаф медицинский Артинокс АТ-DSP-K33

ФСЗ 2010/06374

закрытый, универсальный, материал дерево,
напольный, нерегулируемые ножки, без замка, без
сейфа, размеры 1200×400×1800 мм

Артинокс ЧТПУП, Беларусь



Характеристики

Вид	закрытый
Тип	трехстворчатый
Назначение	универсальный
Материал	дерево
Характеристика материала	ламинированная ДСП
Конструкция	сборная
Способ крепления	напольный
Ножки	нерегулируемые
Замок	без замка
Сейф	без сейфа
Размер	1200×400×1800 мм